



SHINING 3D®

AUTOSCAN-DS-EX PRO

DENTAL 3D SCANNER



AUTOSCAN-DS-EX PRO

ESPECIALIZADO EN EL ESCANEEO DENTAL 3D

AutoScan-DS-EX Pro es un escáner dental 3D multifuncional desarrollado y fabricado en y por SHINING 3D, especializado en la toma de datos para restauraciones dentales, ortodoncia e implantología.



GRAN VELOCIDAD DE ESCANEEO

Con una mayor velocidad de escaneo, se puede escanear una arcada en 12 segundos. El proceso completo de troquel separado se puede completar en 2 minutos y un troquel no separado en 2,5 minutos.

ESCANEEO OPTIMIZADO EN MODELOS COMPLETOS

La planificación inteligente para el escaneo de modelos completos garantiza mejores resultados de escaneo y una mayor eficiencia.

MEJOR ESCANEEO DE ARTICULADORES

Permite dos modos de escaneo para los articuladores. Además del modo de escaneo estático existente, se ha agregado un nuevo modo de escaneo dinámico, que puede capturar más de los modelos de las arcadas completas para mejorar la precisión de la oclusión. Al mismo tiempo, es fácil de operar, por lo tanto resulta de una mayor eficiencia.

NUEVO ESCANEEO "TODO EN UNO"*

Con este nuevo método de escaneo "todo en uno" nos permite escanear modelos de cuadrantes y troqueles al mismo tiempo.

DISEÑO MODULAR

Más conveniente para el mantenimiento y posible para futuras actualizaciones.

APLICACIONES AutoScan-DS-EX Pro admite múltiples aplicaciones de escaneo dental, que incluyen encerado, pilar, matriz, modelo de yeso, impresión, articulador y textura.



Modelos completos



* Escaneo multiple



Textura



Impresiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AUTOSCAN-DS-EX PRO

Resolución de la cámara	1,3 MP
Precisión	<10 µm
Tiempo de escaneo	8" para escaneo de mordida; 12" para escaneo de arcada superior / inferior; 13" para escaneo de 1 a 4 matrices; 21" para escaneo de 5 a 8 matrices; 58" para escaneo de impresiones
Formato de salida	STL, OBJ, PLY
Fuente de luz	Luz azul
Dimensiones	260 x 270 x 420mm
Peso	5 kg
Interfaz	USB 3.0
Fuente de alimentación	DC24V

* Aviso: SHINING 3D se reserva el derecho de explicar cualquier alteración de las especificaciones y las imágenes.

Manufacturado por

SHINING 3D Tech. Co., Ltd.

No. 1398, Xiangbin Road, Wenyan, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang,
China, Tel. +86 571 8299 9050 URL: www.shining3d.com

Importado por:



Tajín 110 Col. Narvarte, Benito Juárez, México D.F. C.P. 03020
Tel. 01 (55) 5672 2830 URL: www.balsasdentalmx.com